



MEDSTONE

Zogear® Mondmasker voor Kinderen

Het mondmasker voor kinderen is niet-vochtdoorlatend en biedt het kind bescherming tegen grote druppels, spetters, en sprays van het lichaam of andere toxische vloeistoffen. Beschermt familie, vrienden en anderen tegen druppels die het kind uitademt.

Specificaties:

- PFE: > 99%
- BFE: > 99%
- Ademweerstand (Delta P): < 5.0 H2O/cm²
- Ontvlambaarheid: Klasse I

Certificering:

- CE
- FDA
- ISO13485

Kenmerken:

- 100% latexvrije, zachte, rekbaar oorslussen
- Niet-vochtdoorlatende binnenlaag
- Flexibel neusstuk
- Hoogwaardig ademend vermogen, glasvezelvrij, hypoallergeen
- Comfortabele binnenvoering



MEDSTONE

Medstone Holding BV
Amstelvein 28A
Mondriaan Tower (13e verdieping)
1096 BC Amsterdam
Nederland

Website: www.medstone.nl
Onlineshop: shop.medstone.nl
Contact: info@medstone.nl

Algemene voorwaarden: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina.
©2020 Alle rechten voorbehouden. Medstone® is een geregistreerd trademark onder de naam Fresco Farma B.V.