


# Optimale bescherming wordt gemaakt in Nederland.

Herkenbaar aan de tulp en de oranje elastiekjes.



Type IIR

  
Splash  
Resistant

 **hollandse  
mondkapjes**<sup>®</sup>

[hollandsemondkapjes.nl](https://hollandsemondkapjes.nl)



**hollandse  
mondkapjes®**

# Optimale bescherming

Je wilt jezelf optimaal mogelijk beschermen. Tegen het coronavirus, maar ook tegen virussen die griep of verkoudheid veroorzaken. Zorgvuldige naleving van de hygiënevoorschriften zoals veelvuldig handenwassen en 1,5 meter afstand bewaren brengt je al een heel eind. Het dragen van een mondkapje maakt het compleet.

**Mondmasker\***  
Enmalig gebruik



EN14683  
Type IIR

Beschermt  
tegen vocht

Comfortabele  
oorlussen

Zacht materiaal  
Makkelijk door te ademen

\* Medisch goedgekeurd

- 17,5 x 9,5cm
- Niet steriel
- CE gemarkeerd
- 50 st. per doos

## Type mondkapjes

Test	Type I	Type II	Type IIR
Bacteriële filtratie-efficiëntie (BFE)	>95%	>98%	>98%
Drukverschil (Pa/cm <sup>2</sup> )	<40	<40	<60
Spatbestendig (kPa)	niet verplicht	niet verplicht	>16,0
Microbieel netheid (cfu/g)	<30	<30	<30

Bij bestelling verklaart degene de algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

**HMK Medical B.V.**  
Emrikweg 46  
2031BT Haarlem

(023) 3030626  
info@hmkmedical.nl

KVK 77950496  
BTW NL861211005B01

[www.hmkmedical.nl](http://www.hmkmedical.nl)