



MEDSTONE

Zogear[®] Mondmasker voor Kinderen

Het mondmasker voor kinderen is niet-vochtdoorlatend en biedt het kind bescherming tegen grote druppels, spetters, en sprays van het lichaam of andere toxische vloeistoffen. Beschermt familie, vrienden en anderen tegen druppels die het kind uitademt.

Specificaties:

- BFE: $\geq 98\%$ *
- Ademweerstand (Delta P): $< 5.0 \text{ H}_2\text{O}/\text{cm}^2$
- Ontvlambaarheid: Klasse I

Certificering:

- CE
- FDA
- ISO13485

Kenmerken:

- 100% latexvrije, zachte, rekbare oorlussen
- Niet-vochtdoorlatende binnenlaag
- Flexibel neusstuk
- Hoogwaardig ademend vermogen, glasvezelvrij, hypoallergeen
- Comfortabele binnenvoering

*Type IIR op basis van EN14683 testnormen



MEDSTONE

Medstone Holding BV
Chroomstraat 4-6
1326 JK Almere
Nederland

Website: www.medstone.nl
Onlineshop: shop.medstone.nl
Contact: info@medstone.nl

Algemene voorwaarden: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina.
©2022 Alle rechten voorbehouden. Medstone[®] is een geregistreerd trademark onder de naam Fresco Farma B.V.